

# MPMINIPURE® DEST MİNİ SAF SU CİHAZI

**HAYALİNİZDEKİ EN EKONOMİK SAF SU CİHAZI SİZLER İÇİN GELİŞTİRİLDİ.**

Laboratuvar, analiz, tıp, araştırma, kalite kontrol, hassas yıkama amaçlarına uygun, destilasyon yerine kullanılabilir, ekonomik, bakım gerektirmeyen saf su cihazıdır.



- Yüksek verimli sessiz RO basınç pompasıyla ile 1 ile 6 bar arasında şebeke basıncında problemsiz çalışır.
- Montajı çok kolaydır, tezgâh üstünde kullanılabilir.
- **Inline AK ve 5 mikron filtre** ile şebeke suyu içindeki organik madde, serbest klor ve partiküller tutularak RO membranları korunur.
- Uzun ömürlü **kaliteli RO pompası** ve yüksek verimli **RO membranlarıyla** ekonomi sağlar.
- Dahili mini basınçlı deposuyla süratle saf su beklemeden alınabilir.
- Su almak için musluğunu açmanız yeterlidir. Su alınmadığı süre içinde elektrik sarf etmez.

- Kolon veya kartuş tipi karmaşık reçine deionizasyonla iletkenliği ( < 0,2µS/cm den az) saf su sağlar.
- Tüm sarfları elle, alet gerektirmeden değiştirilir
- Destilasyondan hem beş kat daha ekonomik hem de çok daha yüksek kalitede saf su verir.
- Ultra saf su cihazlarının ön arıtımı olarak da kullanılabilir.

Parametreler	MPMINIPURE DEST MİNİ	UYGULAMA ALANLARI
Günlük saf su miktarı	Ortalama 30 litre	<ul style="list-style-type: none"><li>• *Destilasyon cihazlarının yerine</li><li>• *Genel Laboratuvar analizleri</li><li>• *Mini Oto analizör</li><li>• *Ultra saf su cihazı beslemede</li><li>• *Son durulama</li><li>• *Otoklav</li><li>• *Test kabinleri</li><li>• *Tampon hazırlama</li><li>• *Vasat hazırlama</li><li>• *Fotometre, vs</li></ul>
İletkenlik	<< 0,2µS/cm	
<b>BESLEME SUYU ÖZELLİKLERİ</b>		
Basınç	1-6 bar	
İletkenlik	< 500µS/cm	
Kalıcı sertlik	< 8 dH (*)	
Serbest klor	<2ppm	
Demir	<0,2ppm	
<b>CİHAZ ÖZELLİKLERİ</b>		
Boyutları (EnxBoyxDerinlik)	24x42x45cm	
Ağırlık	16Kg	
Elektrik	220vAC 70 watt	
<b>MPMINIPURE DEST SARFLARI VE OPSİYONLARI</b>		
<b>KOD NO</b>	<b>TANIMI</b>	<b>STANDART SET:</b> Cihaz kartuşları takılı olarak, bağlantı ve atık hortumları bir takım yedek kartuş
MP100	INLINE AK KARTUŞ	
MP101	INLINE 5 MİKRON KARTUŞ	
MBM400/1.5	MB REÇİNE ( 2 ADET KARTUŞ HALİNDE )	

Sürekli gelişmelerin ışığında özellikler önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir.

[www.mesmedikal.com](http://www.mesmedikal.com) [www.minipure.info](http://www.minipure.info)

**MEDİKAL ENDÜSTRİYEL SİSTEMLER SAN. TİC.LTD ŞTİ**