

# MPMINIPURE® DEST/PLUS SAF SU CİHAZI

Laboratuvar, analiz, tıp, araştırma, kalite kontrol, hassas yıkama amaçlarına uygun, destilasyon yerine kullanılabilir, ekonomik, bakım gerektirmeyen saf su cihazıdır.



MP MINIPURE DEST

- Yüksek verimli sessiz RO basınç pompasıyla 1 ile 6 bar arasında şebeke basıncında problemsiz çalışır.
- Montajı çok kolaydır, duvara asılabilir veya tezgâh üstünde kullanılabilir.
- **Geçmeli AK ve 5 mikron filtre** ile şebeke suyu içindeki organik madde, serbest klor ve partiküller tutularak RO membranları korunur.
- Uzun ömürlü **kaliteli RO pompası** ve yüksek verimli **RO membranlarıyla** ekonomi sağlar.
- 25 C° şebeke suyunda 30 litre/saat debiyle saf su beklemeden alınabilir. Su almak için tuşuna basılması ve işiniz bittiğinde kapatılması yeterlidir. Su alınmadığı süre içinde elektrik sarf etmez.



- Kolon veya kartuş tipi Karmaşık reçine deionizasyonla 0,2 µS/cm kalitesinde saf su sağlar.

- Saf su kalitesi dijital ekrandan iletkenlik olarak okunur.

**MINIPURE DEST PLUS modelinde KENDİNDEN BASINÇLI 4 GALON ( 14 LT) TANKIYLA ELEKTRİK KESİLMESİNDE BİLE BASINÇLI SAF SU VERİR.**

**MP MINIPURE DEST PLUS**

- Destilasyondan hem beş kat daha ekonomik hem de çok daha yüksek kalitede saf su verir.
- Ultra saf su cihazlarının ön arıtımı olarak da kullanılabilir.
- **ANKARA ŞEBEKE SUYU ŞARTLARINDA GÜNLÜK 20-30 LİTRE KULLANIM İÇİN UYGUNDUR**
- **4-20mA kavdedici çıkışıdır. opsiyonlu MESE1240 ile ethernetle bağlanabilir**

Parametreler	MPMINIPURE DEST/PLUS	UYGULAMA ALANLARI
Saf Su debisi (25 C ve 4 barda)	30lt/saat	<ul style="list-style-type: none"><li>• *Destilasyon cihazlarının yerine</li><li>• *Genel Laboratuvar analizleri</li><li>• *Oto analizör</li><li>• *Ultra saf su cihazı beslemede</li><li>• *Son durulama</li><li>• *Otoklav</li><li>• *Test kabinleri</li><li>• *Tampon hazırlama</li><li>• *Vasat hazırlama</li><li>• *Fotometre, vs</li></ul>
İletkenlik	< 0,2 µS/cm	
<b>BESLEME SUYU ÖZELLİKLERİ</b>		
Basınç	1-6 bar	
İletkenlik	< 500µS/cm	
Kalıcı sertlik	< 8 dH (*)	
Serbest klor	<2ppm	
Demir	<0,2ppm	
<b>CİHAZ ÖZELLİKLERİ</b>		
Boyutları (EnxBoyxDerinlik)	35x54x36cm	
Elektrik	220vAC 70 watt	
<b>MPMINIPURE DEST SARFLARI VE OPSİYONLARI</b>		<b>STANDART SET:</b> Cihaz kartuşları takılı olarak , bağlantı ve atık hortumları, bir takım yedek kartuş ve klor test kiti
<b>KOD NO</b>	<b>TANIMI</b>	(*)Kalıcı sertliği yüksek sularda kullanılması gerektiğinde BASIC veya SUPER SERİSİ modelleri tercih ediniz.
MP100/12	GEÇMELİ AK KARTUŞ	
MP101/12	GEÇMELİ 5 MİKRON KARTUŞ	
MBM400/4	MB REÇİNE	
MPD24	BASINÇLI SAF SU TANKI (DEST PLUS modelinde standart)	
MP6420	STERİL FİLTRE (0.2 MİKRON) (opsiyonlu)	
MPD24/11 /20	BASINÇLI SAF SU TANKI (opsiyon) 11 veya 20 galon	

REVİZYON: 2015-06

Sürekli gelişmelerin ışığında özellikler önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir.

[www.mesmedikal.com](http://www.mesmedikal.com) [www.minipure.info](http://www.minipure.info)

**MEDİKAL ENDÜSTRİYEL SİSTEMLER SAN. TİC.LTD ŞTİ**