

MPMINIPURE® DEST PLUS D SAF SU CİHAZI YENİ MODEL

Laboratuvar, analiz, tıp, araştırma, kalite kontrol, hassas yıkama amaçlarına uygun, ekonomik, bakım gerektirmeyen saf su cihazıdır.



*Yüksek verimli sessiz RO basınç pompasıyla 1 ile 6 bar arasında şebeke basıncında problemsiz çalışır. 11 galonluk kendinden basınçlı saf su tankıyla 1-1.5 bar arasından kesintisiz saf su alınır

*Montajı çok kolaydır, duvara asılabilir (tank hariç) veya tezgâh üstünde kullanılabilir.

***AK ve 5 mikron kartuşlarıyla** şebeke suyu içindeki organik madde, serbest klor ve partiküller tutularak RO membranı korunur. RO membranı suyun içinde organik madde ve bakterilerin tamamını ve iyonların %95 inin tutarak yarı saf suyu tanka doldurur, musluğu açıldığında reçine tanklarından geçerek saf su hemen süratle alınır.

*Yüksek kapasiteli seri bağlı 2 adet MB REÇİNE TANKIYLA RAKİPLERİNDEN ÇOK DAHA FAZLA EKONOMİ SAĞLAR

*Saatte 30litre süratle saf su alınabilir

*Su almadığınızda elektrik ve su sarf etmez

*Opsiyonlu 0,2 mikron çıkış filtresiyle bakterisiz saf su alınabilir.

*Saf su kalitesi dijital olarak ekranında okunur, alarm çıkışı ayarlanabilir opsiyonlu arayüzle Ethernete bağlanabilir

ANKARA ŞEBEKE SUYUYLA BESLENDİĞİNDE GÜNDE 50-60 LİTREYE KADAR SAF ALIMINA UYGUNDUR. DESTILASYONLU CİHAZLARDAN 5 KAT DAHA EKONOMİK VE ÇOK DAHA YÜKSEK KALİTEDE SAF SUYU KISA SÜRE BEKLEMEDEN VERİR

Parametreler		MPMINIPURE DEST PLUS D	UYGULAMA ALANLARI
Saf Su debisi (25°C ve 4 barda)		30lt/saat	<ul style="list-style-type: none">• Destilasyon cihazlarının yerine• Genel Laboratuvar analizleri• Oto analizör• Ultra saf su cihazı besleme• Son durulama• Otoklav, sterilizatör• Test kabinleri• Tampon hazırlama• Vasat hazırlama• Fotometre, vs
İletkenlik		< 0,2 µS/cm	
BESLEME SUYU ÖZELLİKLERİ			
Basınç		1-6 bar	
İletkenlik		< 800µS/cm	
Kalıcı sertlik		< 15fH(*)	
Serbest klor		<2ppm	
Demir		<0,2ppm	
CİHAZ ÖZELLİKLERİ			
Boyutları (EnxBoyxDerinlik)		40x56x45cm 30Kg	
Basınçlı tank		Çap 44cm x yükseklik 56cm 8Kg	
Elektrik		220vAC 70 watt	
MPMINIPURE DEST D SARFLARI VE OPSİYONLARI			
KOD NO	TANIMI	STANDART SET: Cihaz, çıkış ve atık hortumları, bir takım yedek kartuş ve klor test kiti (*) DAHA SERT SUYLA BESLENDİĞİNDE MP0817SOFT MANUAL YUMUŞATICI KULLANILMALIDIR	
MP100	AK KARTUŞ		
MP101	5 MİKRON KARTUŞ		
MP372/3	AC RECİNE (2PK GEREKLİ)		
MP6420	Opsiyon STERİL FİLTRE (0.2 MİKRON 400cm2)		
MP0817SOFT	Opsiyon MANUAL YUMUŞATICI TANK		
MP0817AK	Opsiyon MANUAL AK TANK (ÇOK KİRLİ VE KLORLU BESLEME SUYU İÇİN)		

REVİZYON: 2021 11

Sürekli gelişmelerin ışığında özellikler önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir.

www.mesmedikal.com info@mesmedikal.com

MEDİKAL ENDÜSTRİYEL SİSTEMLER SAN ve TİC.LTD ŞTİ