

MPMINIPURE® DEST UP D ULTRASAF SU CİHAZI **YENİ MODEL**

Laboratuvar, analiz, tıp, araştırma, kalite kontrol amaçlarına uygun **ASTM TYPE I** kalitesinde ultrasaf su veren cihazdır.



- Yüksek verimli sessiz basınç pompasıyla 0,5 - 6 bar arasında besleme basıncında problemsiz çalışır. Depolamaya ihtiyaç duymaz
- Montajı çok kolaydır, duvara asılabilir veya tezgah üstünde kullanılabilir.
- **Aktif Karbon ve 5 mikron kartuşlarla** besleme suyu içindeki organik madde, serbest klor ve partiküller tutarak RO membranını korur. UV sterilizatör organik madde ve bakterileri parçalar. RO membranı kalan organik madde, bakterilerin yanısıra iyonların %95 ini tutar ve suyu reçine tanklarına gönderir aynı zamanda sirkülasyon da yapar
- **Yüksek kapasiteli MB ve ultrasaf TOC reçine tanklarıyla kendi sınıfında DÜNYANIN EN EKONOMİK VE YÜKSEK KAPASİTELİ ULTRASAF SU cihazıdır.**
- Saatte 30 litre süratle ultrasaf su beklemeden alınabilir.
- Su almak için tuşuna basılması ve işiniz bittiğinde kapatılması yeterlidir. Su alınmadığı süre içinde elektrik ve su sarf etmez.
- 18.2 Mohm-cm TOC <5ppb kalitesinde ultrasaf su sağlar.
- Çıkışına takılan **opsiyonlu 0.2 mikron filtreyle** bakteri/ endotoksinleri tutar, DNase, RNase FREE ultrasaf su verir.
- Saf su rezitivitesi dijital ekrandan okunur, alarm limiti ayarlanabilir. OPSİYONLU ARAYÜZLE ETHERNETE BAĞLANABİLİR
- Benzeri cihazlardan çok daha ekonomik ve analiz amaçlı yüksek kalitede ultrasaf su sağlar.
- **ANKARA ŞEBEKE SUYUYLA BESLENDİĞİNDE GÜNDE 30-50 LİTREYE KADAR KULLANIM İÇİN UYGUNDUR**

Parametreler	MPMINIPURE DEST UP	UYGULAMA ALANLARI
Saf Su debisi(25°C, 4 bar basınçta)	30lt/saat	HASSAS ANALİZ (AAS, HPLC, ICP) GENETİK,DNA-RNA ANALİZ**TÜP BEBEK**SPEKTROFOTOMETRE **YARIİLETKEN*ELEKTRONİK **KÜLTÜR VASAT VE TAMPON HAZIRLAMA**ELEKTROFOREZ VS
TOC	<5 ppb	
Bakteriyel Endotoksin	< 0,002EU/ml (*)	
Rezistivite	18.2 Mohm-cm	
BESLEME SUYU ÖZELLİKLERİ		
Basınç	0,5-6 bar	
İletkenlik	< 10µS/cm (veya <200ppm) (**)	STANDART SET: Cihaz, çıkış ve atık hortumları, bir takım yedek kartuş, klor test kiti
Kalıcı sertlik	< 10dH (***)	
Serbest klor	<1ppm	
Demir	<0,2ppm	
CİHAZ ÖZELLİKLERİ		
Boyutları (EnxBoyxDerinlik)	40x54x45cm 32.5 kg	
Elektrik	220vAC 90 watt	
MPMINIPURE DEST UP SARFLARI VE OPSİYONLARI		
KOD NO	TANIMI	
MP100	AKTİF KARBON KARTUŞ	
MP101	5 MİKRON KARTUŞ	
MP372/3	MB REÇİNE	
MP062/3	ULTRASAF TOC REÇİNE	
MP9720	STERİL FİLTRE (0.2 MİKRON + ENDOTOKSİN) (opsiyonlu)	
MP6420	STERİL FİLTRE (0.2 MİKRON 400cm2) (opsiyonlu)	
MP060	UV6 AMPÜL	
DIS3117	Opsiyon DISPENSER 1,5 metreye kadar uzaklıkta su almaya uygun	
REVMPO817SOFT	Opsiyon MANUAL YUMUŞATICI TANK	
MP0817AK	Opsiyon MANUAL AK TANK (ÇOK KIRLI ve KLORLU BESLEME SUYU İÇİN)	

(*) Opsiyonlu MP9720 filtre ile sağlanmaktadır.
(**) Besleme suyunuzun kalitesi 20µs/cm den daha iyi ise günlük 80 litreye kadar ultrasaf su ihtiyacınızı en ekonomik şekilde sağlar.
(***) Çok sert sularda beslemek gerektiğinde farklı modellerin kullanılması tavsiye edilir. Sistem hem şebeke suyu hem de ön arıttımdan geçmiş su kullanıma uygundur. .

Sürekli gelişmelerin ışığında özellikler önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir.

www.mesmedikal.com info@mesmedikal.com

MEDİKAL ENDÜSTRİYEL SİSTEMLER SAN. TİC.LTD ŞTİ