

**\*MPMINIPURE® COMPACT RO DI  
SAF SU CİHAZI **YENİ MODEL****



Laboratuvar, otoanalizör, biyokimya, hormon, eliza, araştırma, kalite kontrol, endüstriyel uygulamalar, hassas yıkama amaçlarına uygun saf su cihazdır.

-Yüksek verimli sessiz RO basınç pompasıyla 1 ile 6 bar arasında şebeke basıncında problemsiz çalışır. 11 galon (35lt) kapasiteli kendinden basınçlı ara arıtılmış su tankıyla kesintisiz saf su verir  
Saf su basıncı 1-1.5bardır

-Montajı kolaydır,yerde, duvara asılı kullanılabilir

-Üçlü 20" kartuş setiyle şebeke suyu içindeki partikül, organik madde ve serbest kloru tutarak ro membranlarını korur

-Yüksek kapasiteli ve verimli RO MEMBRANLARIYLA ekonomi sağlar, kapasite artırımına uygundur

Kolon tipi Karmaşık reçineli (MIXED BED) deionizasyonla 0,2µS/cm kalitesinde saf su sağlar.

Pano tipi dijital iletkenlik ölçerle saf su kalitesi okunur, alarm limiti ayarlanabilir, opsiyonlu arayüzle ethernet'e bağlanabilir

**ANKARA ŞEBEKE SUYUNDA GÜNDE 500LITREYE KADAR KULLANIM İÇİN UYGUNDUR.  
DESTİLASYONDAN 6 KAT DAHA EKONOMİKTİR**

Parametreler	MPMINIPURE COMPACT RO DI	O DIUYGULAMA ALANLARI
Saf Su üretim (25 C de) de)	60lt/saat*	*Destilasyon cihazlarının yerine*Genel Laboratuvar analiz*Otoanalizör
İletkenlik	< 0,2 µS/cm	*Ultrasaf su cihazı beslemede
Çıkış basıncı	1-1,5 -2.2 bar	*Son durulama
<b>BESLEME SUYU ÖZELLİKLERİ</b>		
Basınç	1-6 bar	*Otoklav
İletkenlik	< 1200µS/cm	*Test kabinleri
Kalıcı sertlik	< 10dH**	*Tampon hazırlama
Serbest klor	<2ppm	*Vasat hazırlama
Demir	<0,2ppm	*Fotometre
Boyutları	44x81x27cm 25kg	*Spektrofotometre
Basınçlı tank(ÇapxYükseklik)	Ø40x56cm 8kg	*vs
Elektrik	220vAC 80 watt	
<b>MPMINIPURE COMPACT SARFLARI VE OPSİYONLARI</b>		
KOD NO	TANIMI	*100 VE 200LT/SAAT OPSİYONLU MODELLERİ MEVCUTTUR.
MP031SET	3LÜ KARTUŞ SETİ	**ŞEBEKE SUYU KIREÇLİ OLAN YERLERDE MANUAL YUMUŞATICI TANK ULLANILMALIDIR
MP3012	RO MEMBRANI (2 adet gerekli )	
MP372/10	AC REÇİNE	
MP0817SOFT	Opsiyon MANUAL YUMUŞATICI TANKI	
MP0817AK	Opsiyon MANUAL AK TANK ( yoğun organik madde ve serbest klor içeren besleme suyu için)	
SW56CK	Opsiyon OTOMATİK YUMUŞATICI	
	Opsiyon 50LITRELİK BASINÇLI TANK	

Sürekli gelişmelerin ışığında özellikler önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir.

[www.mesmedikal.com](http://www.mesmedikal.com) [www.minipure.info](http://www.minipure.info)

**MEDİKAL ENDÜSTRİYEL SİSTEMLER SAN. TİC.LTD ŞTİ**