

***MPMINIPURE® COMPACT RO**
SAF SU CİHAZI YENİ MODEL



UYGULAMA ALANLARI

ÜRETİM , LABORATUVAR ,
OTOKLAV , TEST KABINLERİ
YIKAMA- DURULAMA , SAF SU
ULTRASAF SU CİHAZLARI ÖN
ARITIM vb

-Yüksek verimli sessiz RO basınç pompasıyla 1 ile 6 bar arasında
şebeke basıncında problemsiz çalışır. 11 galon (35lt) kapasiteli
kendinden basınçlı ara arıtılmış su tankıyla kesintisiz saf su verir

-Saf su besleme basıncı 1-1.5 bardır

-Montajı kolaydır yerde veya duvara asılı (saf su tankı hariç) kullanılabilir

-Üçlü 20" kartuş setiyle şebeke suyu içindeki partikül, organik
madde ve serbest kloru tutarak RO membranlarını korur.

-Yüksek kapasiteli ve verimli RO MEMBRANLARIYLA ekonomi
sağlar, kapasite artırımına uygundur

Cihazla verilen cep tipi dijital iletkenlik ölçerle saf su kalitesi okunur,

**ANKARA ŞEBEKE SUYUNDA GÜNDE 500LITREYE KADAR KULLANIM İÇİN
UYGUNDUR. DESTILASYONDAN 6 KAT DAHA EKONOMİKTİR**

Parametreler	MPMINIPURE COMPACT RO	UYGULAMA ALANLARI
Saf Su üretim (25 C de)	60lt/saat*	*Destilasyon cihazlarının yerine
İletkenlik	< 20 µS/cm	*Genel Laboratuvar
Çıkış basıncı	1 -1.5 bar	*Ultrasaf su cihazı beslemede
BESLEME SUYU ÖZELLİKLERİ		*Son durulama
Basınç	1-6 bar	*Otoklav
İletkenlik	< 1200µS/cm	*Test kabinleri
Kalıcı sertlik	< 10dH**	*Solusyon üretimi
Serbest klor	<2ppm	*vs
Demir	<0,2ppm	
Boyutları	44x81x27cm 25kg	
Basınçlı tank	Ø40x56cm 8kg	
Elektrik	220vAC 70 watt	
MPMINIPURE COMPACT RO SARFLARI VE OPSİYONLARI		*100 VE 200LT/SAAT OPSİYONLU MODELLERİ MEVCUTTUR.
KOD NO	TANIMI	**ŞEBEKE SUYU KİREÇLİ OLAN YERLERDE MANUAL YUMUŞATICI TANK KULLANILMALIDIR
MP031SET	3LU KARTUŞ SETİ	
MP3012	RO MEMBRANI (2 adet gerekli)	
MP0817SOFT	Opsiyon MANUAL YUMUŞATICI TANK	
MP0817AK	Opsiyon MANUAL AK TANK (yoğun organik madde ve serbest klor içeren besleme suları için)	
SW56CK	Opsiyon OTOMATİK YUMUŞATICI	
	Opsiyon 50LITRELİK BASINÇLI TANK	

Sürekli gelişmelerin ışığında özellikler önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir.

www.mesmedikal.com www.minipure.info

MEDİKAL ENDÜSTRİYEL SİSTEMLER SAN. TİC.LTD ŞTİ