

# MPMINIPURE® DEST D SAF SU CİHAZI YENİ MODEL

Laboratuvar, analiz, tıp, araştırma, kalite kontrol, hassas yıkama amaçlarına uygun, ekonomik, bakım gerektirmeyen saf su cihazıdır.



\*Yüksek verimli sessiz RO basınç pompasıyla 1 ile 6 bar arasında şebeke basıncında problemsiz çalışır.

\*Montajı çok kolaydır, duvara asılabilir veya tezgâh üstünde kullanılabilir.

\*AK ve 5 mikron kartuşlarıyla şebeke suyu içindeki organik madde, serbest klor ve partiküller tutularak RO membranı korunur. RO membranı suyun içinde organik madde ve bakterilerin tamamını ve iyonların %95 inin tutarak yarı saf suyu reçine tanklarına iletir ve aynı zamanda sirkülasyon yapar.

\*Yüksek kapasiteli seri bağlı 2 adet MB REÇİNE TANKIYLA RAKİPLERİNDEN ÇOK DAHA FAZLA EKONOMİ SAĞLAR

\*Saatte 30litre süratle saf su alınabilir

\*Saf su almak için tuşuna basıp çalıştırılması ve işiniz bittiğinde kapatılması yeterlidir. Su almadığınızda elektrik ve su sarf etmez

\*Opsiyonlu 0,2 mikron çıkış filtresiyle bakterisiz saf su alınabilir.

\*Saf su kalitesi dijital olarak ekranında okunur , alarm çıkışı ayarlanabilir opsiyonlu arayüzle Ethernete bağlanabilir

**ANKARA ŞEBEKE SUYUYLA BESLENDİĞİNDE GÜNDE 50-60 LİTREYE KADAR SAF ALIMINA UYGUNDUR. DESTILASYONLU CİHAZLARDAN 5 KAT DAHA EKONOMİK VE ÇOK DAHA YÜKSEK KALİTEDE SAF SUYU KISA SÜRE BEKLEMEDEN VERİR**

Parametreler	MPMINIPURE DEST D	UYGULAMA ALANLARI
Saf Su debisi (25°C ve 4 barda)	30lt/saat	<ul style="list-style-type: none"><li>• Destilasyon cihazlarının yerine</li><li>• Genel Laboratuvar analizleri</li><li>• Oto analizör</li><li>• Ultra saf su cihazı besleme</li><li>• Son durulama</li><li>• Otoklav, sterilizatör</li><li>• Test kabinleri</li><li>• Tampon hazırlama</li><li>• Vasat hazırlama</li><li>• Fotometre, vs</li></ul>
İletkenlik	< 0,2 µS/cm	
<b>BESLEME SUYU ÖZELLİKLERİ</b>		
Basınç	1-6 bar	
İletkenlik	< 800µS/cm	
Kalıcı sertlik	< 15dH(*)	
Serbest klor	<2ppm	
Demir	<0,2ppm	
<b>CİHAZ ÖZELLİKLERİ</b>		
Boyutları (EnxBoyxDerinlik)	40x56x45cm 30Kg	
Elektrik	220vAC 70 watt	
<b>MPMINIPURE DEST D SARFLARI VE OPSİYONLARI</b>		<b>STANDART SET:</b> Cihaz, çıkış ve atık hortumları, bir takım yedek kartuş ve klor test kiti
<b>KOD NO</b>	<b>TANIMI</b>	(*) DAHA SERT SUYLA BESLENDİĞİNDE MP0817SOFT MANUAL YUMUŞATICI KULLANILMALIDIR
MP100	AK KARTUŞ	
MP101	5 MİKRON KARTUŞ	
MP372/3	AC RECİNE ( 2PK GEREKLİ)	
MP6420	<b>Opsiyon</b> STERİL FİLTRE (0.2 MİKRON 400cm2)	
MP0817SOFT	<b>Opsiyon</b> MANUAL YUMUŞATICI TANK	
MP0817AK	<b>Opsiyon</b> MANUAL AK TANK (ÇOK KİRLİ VE KLORLU BESLEME SUYU İÇİN)	

REVİZYON: 2021 11

Sürekli gelişmelerin ışığında özellikler önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir.

[www.mesmedikal.com](http://www.mesmedikal.com) [info@mesmedikal.com](mailto:info@mesmedikal.com)

**MEDİKAL ENDÜSTRİYEL SİSTEMLER SAN ve TİC.LTD ŞTİ**